

08 de Septiembre 2025

Señores
Clinica Primavera.

Reciban un cordial saludo:

Para Laboratorios Baxter S.A. es grato saludarlos y poder aportar en este momento crucial para nuestro sistema de salud.

A continuación presentamos nuestra propuesta en tecnología de bombas de infusión **EVO IQ**, la cual permitirá complementar el proceso de ampliación y cobertura en salud que ustedes están realizando actualmente.

Nuestra bomba de infusión es un equipo desarrollado para garantizar una adecuada infusión de medicamentos preservando la seguridad del paciente a través de su software de prevención de errores de medicación (**DOSE IQ**).

Convencidos de nuestra misión de **Salvar y Sostener Vidas**, esperamos que esta propuesta permita soportar tan importante labor que están adelantando y ratificamos nuestro compromiso e interés en continuar apoyando cada momento o situación que lo consideren pertinente.



Tecnología de Bombas Inteligentes & Sistemas de Detección de Errores en Medicación

**EvoIQ**
Infusion System

Una plataforma de Bombas para cada necesidad de Hospital

Baxter

EVOIQ Bomba Volumétrica

EvoIQ

La bomba volumétrica EVOIQ esta diseñada para uso en una gran variedad de entornos de atención clínica que incluye pacientes adultos, pediátricos y neonatos.

Indicaciones:

- Medicación y soluciones
- Nutrición Parenteral y Lípidos
- Sangre y Componentes Sanguíneos

Vías de Administración:

- Intravenosa
- Intraarterial
- Subcutánea
- Epidural.



Descripción de la Plataforma de Bombas y Accesorios

Características Físicas:

- Peso 2,5 kg
- 3 Tipos de Bombas (1,2,4 canales)
- + Versatil para atender UCI y todos los servicios del Hospital
- Configurable acorde a la necesidad del servicio donde se instale

Desempeño de la Batería:

- Batería de Litio
- Carga Completa 6 Horas
- 9 horas de uso
- Diseñada para repararse en el Hospital

- **Biblioteca de Medicamentos**

- 5.000 medicamentos – 32 servicios configurables
- 37 modos de dosis / Funciones de Bolo
- Dosis de impregnación
- Guarda historial de eventos incluso sin conectividad
- 1500 eventos guardados para trazabilidad del uso
- Biblioteca con rangos duros y blandos
- Asesoría clínica de las mejores prácticas de administración de medicamentos

Sets para infusión

- Diseño exclusivo del set para garantizar seguridad en las infusiones y prevención de flujo libre
- Sets especializados para todo tipo de medicación y componentes sanguíneos

Sistema de Detección de Errores Dose IQ

Los niveles de implementación de tecnología inteligente en bombas de infusión van desde la bomba básica que no tiene una librería hasta lo que ofrece la plataforma **DOSE IQ** que es una bomba con librería de medicamentos.

DISPONIBILIDAD: a 2 meses una vez notificada la adjudicación

FECHAS Y CONDICIONES¹ DE ENTREGA: A convenir

Modalidad del Negocio: Comodato

Entrenamiento & Educacion en Uso.

Baxter garantiza entrenamiento en las en uso y manejo adecuado de los equipos en cuestion, buscando garantizar un adecuado proceso de administración de medicamentos basado en parametros para la seguridad del paciente.

El entrenamiento está enfocado en el manejo del equipo, así como el uso adecuado de cada uno de los sets de adminsitración de acuerdo a las condiciones e indicaciones del paciente.

El entrenamiento es acordado conjuntamente con el equipo medico a cargo del manejo del equipo y constará de sesiones presenciales y virtuales según necesidad, logrando el objetivo de entrenar al 100% del personal de enfermeria y areas de apoyo.

¹ **OBSERVACIONES:** 1. Cualquier modificación a la presente cotización se entenderá como una nueva oferta, razón por la cual deberá ser aceptada expresamente por Laboratorios Baxter S.A. 2. Laboratorios Baxter podrá abstenerse de suministrar los productos si el destinatario de la oferta tiene cartera pendiente de pago, por lo cual, la cotización no será vinculante. 3. Cada cotización emitida por Laboratorios Baxter es independiente, por lo que sólo serán vinculantes aquellas aceptadas por el destinatario o con la orden de compra dentro del tiempo de la cotización.

Servicio Técnico y Mantenimiento

- Mantenimiento Correctivo, mano de obra y repuestos que no hayan sido afectados por daño colateral o dolo (uso inadecuado de la máquina).
- **Mantenimiento preventivo cada 3 años para los equipos.**

Características técnicas de la Bomba EVOIQ LVP

BOMBA DE INFUSION EVOIQ	
1. Mínimo un canal en sistema modular o integrado	1,2,3 canales
2. Características de operación	
2.1. Modo de funcionamiento continuo	Continuo e intermitente
2.2. Bomba de infusión volumétrica	Volumetrica-Peristaltica lineal
2.3. Modos de infusión: volumen, tiempo y flujo	37 Modos de Infusión
2.4. Rango de flujo desde 0.1 a 999 ml/h o mayor	0.1ml/h-1200ml/h
2.5. Resolución mínima de 0.1 mL/h	0.1ml
2.6. Rango de volumen a infundir de 1 o menor hasta 9.999 mL o mayor	0.1-9999ml
2.7. Rango de error del 5%	(+/-) 5%
2.8. Flujo MVA (Mantenimiento de vena abierta) en un rango de 3mL/h o menor hasta 20mL/h	KVO Configurable de 0,1-50ml
2.9. Función de purga	Velocidad de purga 0,10-1200ml/h
2.10. Función de autodiagnóstico	Test de Diagnóstico al encender la bomba
2.11. Con protección contra libre flujo	Pinza deslizante estriada (evita flujo libre)
2.12 Sistema de seguridad de aire en la línea	2 alarmas de aire (Tamaño de burbuja y burbuja acumulada)
3. Características generales	
3.1. Software de manejo en español	Software Dose IQ
3.2. Librería de medicamentos	Biblioteca de Medicamentos con 5000med configurables
3.3. Que permita bloqueo del teclado o del panel	Bloqueo Manual y Automático
3.4. Registro historia de eventos	Almacena 1500 eventos
3.5. Batería recargable interna que permita autonomía de mínimo 5 horas	Tiempo total de uso de 9 horas
3.6. Tiempo de carga menor a 10 horas	Recarga en 6 horas
3.7. Peso máximo 3 kg.	Peso <2,5kg
3.8. Pantalla para visualización de parámetros configurados y avance de infusión	Parámetros en pantalla (velocidad, dosis, VTBI, tiempo, peso y Nombre del medicamento)
4. Alarmas audibles y visibles:	
4.1. Aire en línea	SI
4.2. Batería baja	SI
4.3. Línea ocluida u obstrucción	SI
4.4. Puerta abierta o mat cerrada	SI
4.5. Sin señal de goteo o problemas con el flujo	SI
4.6. Infusión finalizada	SI
4.7. Bomba de infusión desconectada o fallo de alimentación	SI
4.8. Silencio momentáneo de alarmas	SI
5. Requerimiento eléctrico 110 VAC +/- 10% / 60 Hz con cable grado hospitalario	100-240 VAC con cable grado hospitalario
Consumibles incluidos en el valor de oferta (compra o comodato):	
Equipo de venoclisis para bomba de infusión, estéril, desechable.	Sets de infusión libres de DEHP (sets de acuerdo a los requerimientos de diferentes terapias)

Oferta Comercial

Baxter presenta la siguiente oferta comercial: Para 435 Bombas en total, incluyen 415 unidades a instalar y 20 ya instaladas y en sitio.

Señores

Clinica Primavera.
Ciudad-
Villavicencio.

COTIZACION No. 001

CODIGO: 19070261

FECHA 08/09/2025

Código Baxter	Descripción	Factor de Empaque	Unidades Cotizadas	Precio unitario antes de IVA	Iva	Iva Unitario	Precio unitario + Iva Incluido	Total, x Ítem del factor de empaque
AMC9667	Equipo administración CONTINU-FLO SOLUTION SETWITH CLEARLINK	Caja x 100	100	\$ 21.000	0%	\$-	\$ 21.000	\$ 2.100.000
AMC9607C	Equipo administración de soluciones fotosensibles	Caja x 40	40	\$ 30.000	0%	\$ -	\$ 30.000	\$ 1.200.000
AMC9609	I/L Y-TYPE BLOOD SOLUTION SET	Caja x 50	50	\$ 30.232	0%	\$ -	\$ 30.232	\$ 1.511.600

- La productividad Requerida es de 8 set por Bomba de infusión Instalada.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días y/o hasta agotar existencias.

Adjuntamos Manual de Usuario para validar características y especificaciones técnicas.

Confiamos en que nuestra oferta este en concordancia con sus objetivos para garantizar la mejor atención posible a los pacientes.

Cordialmente,



Eddy Patricia Soto González

Key Account Executive

Laboratorios Baxter S.A

Transversal 23 # 97-73 Piso 6 Bogota, Colombia

Movil 3116439901

Linea SAC:018000939595

eddy_soto@baxter.com

centro_de_servicios@baxter.com

